




PELVI.LOC® PL-3DWP XXS - XS - S - M - L



Lea y siga estas instrucciones de montaje y uso antes del primer uso para una aplicación segura de este producto.



Ámbito de aplicación

Este **PELVI.LOC® PL-3DWP Waterproof** sirve para el posicionamiento y la retracción pélvica de personas con movilidad reducida en una superficie de asiento, como una silla de ruedas de ducha, una camilla de baño, una silla de ruedas, un asiento, una silla terapéutica, un carrito de rehabilitación o un aparato deportivo

Grupo de pacientes previsto:

- Niños, adolescentes y adultos
- Sexo: femenino y masculino

Control de recepción

Desembale este producto por completo y compruebe que el envío esté íntegro y no presente daños de transporte. Si detecta que el envío, en contra de lo esperado, presenta un fallo, proceda de la siguiente manera:

1. Presente una reclamación al transportista de inmediato.
2. Encárguese de que se registre el daño / fallo.
3. Infórmenos a nosotros o a su vendedor especializado de inmediato.

Volumen de suministro

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-3DWP -XXS, -XS, -S, -M, -L** premontado
- 2) 1 x información para descargar las instrucciones de montaje y uso en línea

Combinación de productos médicos

Apto para medios auxiliares previstos para el uso de una correa de retracción pélvica

Montaje



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos técnicos.

1. Los acolchados (a) deben estar junto a la zona de la pelvis / los pliegues de las caderas. – La banda dentada (b) estará encima.
 - Después, el logo del acolchado podrá leerse desde el lado izquierdo.
2. Ajuste la distancia de los acolchados a través de la banda dentada (b) accionando las hebillas de trinquete (e).
 - La articulación de la banda dentada deberá situarse entonces en el centro entre los acolchados.
 - Se debe tirar de la banda dentada como máximo hasta que queden libres dos dientes detrás de cada pestillo (c).
3. A continuación, fije la correa perforada (f) al tubo del bastidor de la silla de ruedas.
4. Tense la banda dentada (b) por ambos lados de forma homogénea y hasta que solo quede espacio para una mano plana entre el muslo y el acolchado.
5. En caso necesario, pueden acortarse los extremos de la banda dentada de forma semicircular.
En caso necesario,
desbarbe los extremos de la banda dentada acortada. – ¡Peligro de lesiones!
6. ¡Revise el asiento fijo y la retención a ambos lados de la banda dentada!



Instrucciones de uso



Indicaciones de seguridad

A pesar de las construcciones estables, componentes como las correas perforadas, las bandas dentadas y los acolchados están sujetos a un cierto desgaste. Por ello, se recomienda controlar a fondo el **PELVI.LOC®** PL-3DWP cada 3 meses. ¡Aquí se debe prestar atención también al asiento fijo de las uniones de remaches y atornilladas!

- Convénzase de que el estado del producto permite su uso y de que está asentado correctamente – ¡Peligro de lesiones!
- No remiende, pegue ni vuelva a utilizar componentes dañados, como correas perforadas (f), la banda dentada (b) o los acolchados (a) – ¡Peligro de accidente!
- No se siente sobre los acolchados – ¡Peligro de puntos de presión, especialmente por los trinquetes (c)!
- No eleve la silla de ruedas por encima del **PELVI.LOC®** PL-3DWP - ¡Peligro de accidente!
- Preste atención a no poner las manos entre la correa perforada y el tubo del bastidor o del asiento - ¡Peligro de aplastamiento!

Limitaciones del uso / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP si hay puntos de presión, heridas u otras lesiones no curadas en la zona de los acolchados – ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP en caso de osteoporosis, huesos de cristal o trastornos graves de la circulación – ¡Peligro de lesiones!
- ¡Asegure el correcto funcionamiento del **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP después de limpiarlo!
- Un **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP dañado debe cambiarse a la mayor brevedad posible – ¡Peligro de accidente!



Atención:

- El **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP no forma parte del sistema de retención para la silla de ruedas o los pasajeros en el transporte en un sistema de transporte de minusválidos.
- En el sentido de la responsabilidad por productos ni el productor ni el distribuidor pueden asumir responsabilidad por los daños o riesgos que se produzcan en relación con el producto por dejar a niños sin supervisión.

Modo de empleo

1. Para utilizar el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP se colocan los acolchados (a) pegados a los muslos.



Atención: ¡Preste atención a que no haya ningún objeto bajo el acolchado! De este modo evitará dolorosos puntos de presión.

2. Después, pase la banda dentada (b) por el trinquete correspondiente. Para ello, accione la hebilla de trinquete (e) correspondiente.
3. A continuación, tense la banda dentada (b) hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
4. ¡Asegúrese de que los pestillos (c) agarren los dientes de la banda dentada!
 - ¡Haga una prueba de tracción!

Si el sistema de posicionamiento **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP se suelta de forma no deseada al usarse, puede solucionarlo volviéndolo a tensar.

Para abrir el **PELVI.LOC[®] PL-3DWP**, accione el pestillo (c) y saque la banda dentada.

- ¡Preste atención a que los acolchados no queden atrapados entre los radios de la rueda de accionamiento!

Limpieza y desinfección

- Desinfectar frotándolo con ISOPROPANOL 70%
- ¡No utilice disolventes como la acetona o la bencina!

Mantenimiento

Deben comprobarse periódicamente los daños y el funcionamiento del **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP.

Reparaciones

Cambie los **PELVI.LOC**[®] defectuosos de inmediato.

Desechamiento


- El embalaje del dispositivo puede llevarse a un punto de reciclaje de materiales reutilizables.
- Las piezas de metal pueden llevarse a un punto de reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden llevarse a un punto de reciclaje de plásticos.
- El desecharamiento debe efectuarse en conformidad con las correspondientes disposiciones legales nacionales.
- Pregunte por empresas de desecharamiento locales a su administración municipal.

Datos técnicos

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Ancho del asiento (cm)		16 - 24	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Tamaño del acolchado (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Peso (g)		220	220	220	280	280	
Punto de rotura (a aprox. kg)		40	60	60	80	80	

Banda dentada tam. XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	El producto no contiene látex  
Banda dentada tam. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Banda dentada tam. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Hebilla de trinquete tam. XXXS		
Hebilla de trinquete tam. XXS	B-19-ERGO-BL	
Hebilla de trinquete tam. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Hebilla de trinquete tam. M - L - XL	B-24-ERGO-BL	

Condiciones de almacenamiento y transporte

	Rango de temperatura para almacenamiento a largo plazo de -10°C a +40°C. Los picos de temperatura a corto plazo, por ej. durante el transporte, de -20°C a +60°C, son bien tolerados por el material y no afectan a la seguridad ni al rendimiento del producto.
	Proteger de la humedad durante el almacenamiento y el transporte

Garantía

Para este producto, ofrecemos una garantía de conformidad con las disposiciones legales. Esto se extiende a los defectos de material y mano de obra. Quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/los conjuntos que se encuentran sometidos a un desgaste normal, así como los daños derivados de una solicitud excesiva, un "uso no conforme a lo previsto", daños violentos o modificaciones/repares no autorizadas. En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con su distribuidor especializado al que compró este producto. Por razones de responsabilidad sobre el producto, los trabajos de reparación, mantenimiento y revisión sólo deben ser realizados por distribuidores especializados autorizados utilizando piezas de repuesto originales



Fabricante:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Correo electrónico: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Este producto cumple con los requisitos básicos del Reglamento de la UE 2017/745 sobre productos médicos – Medical Device Regulation (MDR)

Actualizado 01.01.2025

Sujeto a modificaciones técnicas