



PELVI.LOC® PL-RR -XS -S -M -L -XL



Tämän tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämä asennus- ja käyttöohje ja noudata sitä ennen ensimmäistä käyttöä.



Käyttötarkoitus

PELVI.LOC® PL-RR -jalkapöytäremmi on tarkoitettu liikuntaesteisille henkilöille erityisesti jalkojen asettamiseen jalkakouruihin ja -tukiin ja estää eteenpäin liukumisen.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- lapset, nuoret ja aikuiset
- sukupuolineutraali.

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita:

1. Reklamoi siitä välittömästi rahdinkuljettajalle.
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös.
3. Ilmoita siitä välittömästi meille tai kauppiaille.

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-RR -jalkapöytäremmi -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu (pari)
- 2) 1 x kiinnityssarja jalkalevyihin
- 3) 1 x tietoa asennus- ja käyttöohjeen lataamisesta verkosta

Lääkinnällisten laitteiden yhdistäminen

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi jalkapöytäremmien kanssa

Asennus



Asiantuntevan henkilön on suoritettava asennus.

1. Aseta pehmusteet (a) jalkapöydän alueelle. – Hammashihna (b) kiinnitetään jalkalevyyn kiinnityssarjan avulla.
2. Säädä pehmusteiden etäisyys kiinnityssarjan (d) avulla.
3. Jalkapöytäremmi kiristetään räikkäsolkien (e) avulla.
4. Jalkapöytäremmi irrotetaan painamalla painiketta (f).
5. Kiristä hammashihna (b) niin, että jalka painuu jalkalevyä vasten.
6. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa lyhentää leikkaamalla ne puoliympyrän muotoon.
Tasolta hammashihnan leikatut päät tarvittaessa – loukkaantumisvaara!
7. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!
8. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!



Käyttöohje



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteestaan huolimatta osat, kuten kiinnityssarja, hammashihnat ja pehmusteet, kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Tällöin on tärkeää varmistaa, että niitti- ja ruuviliitokset ovat kiinni kunnolla!

- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että se on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä – onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa ja käytä uudelleen vaurioituneita osia, kuten hihnaa, hammashihnaa (b) tai pehmusteita (a) – onnettomuusvaara!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOCista®** – onnettomuusvaara!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOCia®**, jos pehmusteiden kohdalla olevalla ihoalueella on ruhjeita, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja – loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOCia®**, jos sinulla on osteoporoosi, luuston synnynnäinen hauraus tai vakavia verenkiertohäiriöitä – loukkaantumisvaara!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** on vaihdettava välittömästi – onnettomuusvaara!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajan turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan liikuntarajotteisten henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetussa ajoneuvossa.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun osalta vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOCia**[®] käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan jalkapöydän päälle.



Huomio: Varmista tällöin, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Näin vältetään kivuliaat ruhjeet.

2. Ohjaa sen jälkeen hammashihna (b) vastaavan räikän läpi. Käytä tätä varten vastaavaa räikkäsolkea (e).
3. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) niin pitkälle, että jalka painuu jalkalevyä vasten (kevyt kosketus).

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOCin**[®] käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Avaa PELVI.LOC[®] painamalla salpaa (f) ja vetämällä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Konepestävä 40 asteessa
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista lisäämällä pesusykliin ELTRA 40:tä.
- Ei linkousta
- Ei rumpukuivausta

Huolto

PELVI.LOC[®] on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**[®] välittömästi.

Hävittäminen

- Laitepakkaus on kierrätettävä.
- Metalliosat voidaan kierrättää metallinkeräykseen.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkeräykseen.
- Hävittäminen on suoritettava kansallisten lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Kysy kaupunkisi tai kuntasi viranomaisilta lisätietoja paikallisista jätehuoltopalveluista.

Tekniset tiedot

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Pehmusteen koko (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Kokonaispituus (cm) pienimmillään	19	20	24	24	29
Kokonaispituus (cm) suurimmillaan	27	27	31	36	51
Hammashihna	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Solki	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	Tuote on lateksiton  
Pehmusteen koko (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8	
Kokonaispituus (cm) pienimmillään	20	24	
Kokonaispituus (cm) suurimmillaan	27	31	
Hammashihna	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350	
Solki	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL	

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.

**Valmistaja:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Tilanne 01.01.2025



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään