




PELVI.LOC® Genuframe PL-GF - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtete a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.



Oblast použití

PELVI.LOC® Genuframe - PL-GF slouží osobám s omezenou mobilitou, speciálně pro polohování pánve - stehna v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe stehenní popruh - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 2) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe lýtkový popruh - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití pánevního retrakčního pásu

Montáž lýtkového popruhu



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

Montáž lýtkového pásu **PELVI.LOC**[®] Genuframe probíhá podobně jako u PL-UG.

1. Polstrování přiložte (**a/US**) v oblasti obou lýtek (pod hlavou holenní kosti nebo lýtkové kosti).
Děrovaný/ozubený pás (**f/US**) přitom leží vně.
 - Logo **PELVI.LOC**[®] na lýtkovém polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost lýtkového polstrování nastavte pomocí děrovaného řemene (**b/US**).
3. Následně upevněte děrovaný/ozubený pás (**f/US**) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Děrovaný/ozubený pás (**f/US**) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách děrovaného/ozubeného (**f/US**) pásu!

Montáž stehenního popruhu

Montáž stehenního pásu **PELVI.LOC**[®] Genuframe probíhá podobně jako u PL-2DB.

7. Polstrování (**a/OS**) přiložte ve stehenní oblasti. – Ozubený pás (**b/OS**) přitom leží nahoře.
 - Logo **PELVI.LOC**[®] na stehenním polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
8. Vzdálenost polstrování nastavte ozubeným pásem (**b/OS**) stisknutím spony ráčny stehenního pásu (**e/OS**).
 - Kloub ozubeného pásu (**b/OS**) by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
 - Ozubený pás musí být vytažen max. natolik, aby byly ještě dva zuby za každou sponou ráčny (**e/OS**) volné.



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC**[®] důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otláčených míst speciálně vlivem spon ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC**[®] - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC**[®] nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otláčená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC**[®] nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC**[®]!
- Poškozený **PELVI.LOC**[®] by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



Pozor:

- **PELVI.LOC**[®] není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
 - Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!
1. K použití **PELVI.LOC**[®] je polstrování (a) pokládáno na lýtka.

Použití

1. K použití **PELVI.LOC**[®] je polstrování (a) pokládáno na stehna a lýtka.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráníte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (**f/US**) vedte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (**e/US**).
 3. Následně ozubený pás (**f/US**) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 4. Zajistěte, aby spony ráčen (**e/US**) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Provedte zkoušku tahu!

K otevření PELVI.LOC® stiskněte sponu ráčny (**e/US**) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.



Technické údaje

	XXS	XS	S	M	L	XL
Šířka kolen (cm)	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Velikost polstrování (cm)	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Hmotnost (g)	200	220	220	280	280	300
Stanovené místo lomu (při cca kg)	60	60	60	80	80	80

Ozubený pás vel. XXS - XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Ozubený pás vel. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Výrobek



neobsahuje latex

Důležité upozornění: Šířka kolen není šířka sedu!

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme zodpovědnost dle zákonných ustanovení. Ta se týká materiálových a výrobních vad. Jsou z ní vyloučeny opotřebitelné díly a díly/konstrukční skupiny, které podléhají stanovenému opotřebení, stejně jako škody, které vyplynou v důsledku nadměrného namáhání, použití v rozporu s určením, násilného poškození nebo nepřipustných změn/oprav. V případě záručního plnění se prosím obraťte na vašeho specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodů zodpovědnosti za výrobek smí být opravné, údržbové a servisní práce prováděny jen autorizovanými specializovanými prodejci s použitím originálních náhradních dílů.



Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES
Směrnice o zdravotních prostředcích 93/42/EHS.

Stav 01.05.2019

Technické změny vyhrazeny