




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.



Oblast použití

PELVI.LOC® Genuframe - PL-GF slouží osobám s omezenou mobilitou, speciálně pro polohování pánve - stehů v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe stehenní popruh - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 2) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe lýtkový popruh - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití pánevního retrakčního pásu

Montáž lýtkového popruhu



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

Montáž lýtkového pásu **PELVI.LOC**[®] Genuframe probíhá podobně jako u PL-UG.

1. Polstrování přiložte (**a/US**) v oblasti obou lýtek (pod hlavou holenní kosti nebo lýtkové kosti).
Děrovaný/ozubený pás (**f/US**) přitom leží vně.
 - Logo **PELVI.LOC**[®] na lýtkovém polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost lýtkového polstrování nastavte pomocí děrovaného řemene (**b/US**).
3. Následně upevněte děrovaný/ozubený pás (**f/US**) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Děrovaný/ozubený pás (**f/US**) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách děrovaného/ozubeného (**f/US**) pásu!

Montáž stehenního popruhu

Montáž stehenního pásu **PELVI.LOC**[®] Genuframe probíhá podobně jako u PL-2DB.

7. Polstrování (**a/OS**) přiložte ve stehenní oblasti. – Ozubený pás (**b/OS**) přitom leží nahoře.
 - Logo **PELVI.LOC**[®] na stehenním polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
8. Vzdálenost polstrování nastavte ozubeným pásem (**b/OS**) stisknutím spony ráčny stehenního pásu (**e/OS**).
 - Kloub ozubeného pásu (**b/OS**) by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
 - Ozubený pás musí být vytážen max. natolik, aby byly ještě dva zuby za každou sponou ráčny (**e/OS**) volné.



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC**[®] důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedějte - nebezpečí otláčených míst speciálně vlivem spon ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otláčená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!
- Poškozený **PELVI.LOC®** by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



Pozor:

- **PELVI.LOC®** není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
 - Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!
1. K použití **PELVI.LOC®** je polstrování (a) pokládáno na lýtka.

Použití

1. K použití **PELVI.LOC®** je polstrování (a) pokládáno na stehna a lýtka.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (**f/US**) vedte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (**e/US**).
 3. Následně ozubený pás (**f/US**) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 4. Zajistěte, aby spony ráčen (**e/US**) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Proved'te zkoušku tahu!

K otevření **PELVI.LOC®** stiskněte sponu ráčny (**e/US**) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špiče hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky. **Technické údaje**


	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Délka sedadla (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Velikost polstrování (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Hmotnost (g)		220	220	220	280	280	280
Stanovené místo lomu (při cca kg)		40	60	60	80	80	80

Ozubený pás vel. XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40 cm	bez latexu  
Ozubený pás vel. XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Ozubený pás vel. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Spona ráčny vel. XXXS		
Spona ráčny vel. XXS	B-19-ERGO-BL	
Spona ráčny vel. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Spona ráčny vel. M - XL	B-24-ERGO-BL	



Důležité upozornění: Šířka kolen není šířka sedu!

Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku v souladu se zákonnými ustanoveními. Vztahuje se na vady materiálu a chyby zpracování. Nevztahuje se na opotřebitelné díly a díly/sestavy, které podléhají běžnému opotřebení, jakož i na poškození vzniklá nadměrným namáháním, „používáním v rozporu s určením“, poškozením způsobeným násilím nebo neschválenou úpravou/opravou. V případě záručního plnění se obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu odpovědnosti za výrobek mohou opravy, údržbu a servisní práce provádět pouze autorizovaní specializovaní prodejci s použitím originálních náhradních dílů



Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

E-mail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tento výrobek je v souladu se základními požadavky nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích - Medical Device Regulation (MDR)

Stav 01.01.2025

Technické změny vyhrazeny