



PELVI.LOC® PL-RR - XS - S - M - L - XL



Pro bezpečné používání tohoto produktu si před prvním použitím přečtěte tento návod k montáži a použití a postupujte podle něj



Oblast použití

Sponu přes nárt **PELVI.LOC®** PL-RR používají osoby s omezenou pohyblivostí, zejména pro polohování nohou na stupačkách a opěrkách nohou, kde zabraňuje jejich sklouznutí dopředu.

Skupina pacientů, pro kterou je produkt určen:

- děti, mládež a dospělí
- osoby bez ohledu na pohlaví

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně vybalte a zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda nebyla při přepravě poškozena. Pokud navzdory očekávání zjistíte, že zásilka vykazuje vadu:

1. Okamžitě ji reklamujte u přepravce
2. Nechte poškození / vadu zaznamenat do protokolu
3. Okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x spona přes nárt **PELVI.LOC®** PL-RR -XS, -S, -M, -L, -XL předmontovaná (pár)
- 2) 1 x upevňovací sada na stupačky
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických produktů

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití spon přes nárt

Montáž



Montáž by měla provádět osoba s odbornými znalostmi

1. Umístěte polstrování (a) v oblasti obou nártů. - Ozubený pás (b) se připevní ke stupačce pomocí upevňovací sady
2. Pomocí upevňovací sady (d) upravte vzdálenost mezi polstrováním.
3. Stisknutím spon ráčny (e) sponu přes nárt utáhněte.
4. Stisknutím tlačítka (f) se spona přes nárt uvolní.
5. Utáhněte ozubený pás (b) tak, aby bylo chodidlo přitlačeno ke stupačce
6. V případě potřeby lze konce ozubeného pásu zkrátit na půlkruhovou délku. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. - Nebezpečí poranění!
7. Zkontrolujte pevné usazení a zajišťovací mechanismus na obou stranách ozubeného pásu!
8. Zkontrolujte pevné usazení a zajišťovací mechanismus na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

Navzdory stabilní konstrukci podléhají součásti, jako je upevňovací sada, ozubené pásy a polstrování, určitému opotřebení. Proto se doporučuje, abyste produkt **PELVI.LOC®** každé 3 měsíce důkladně zkontrolovali. Dbejte také na to, aby nýtové a šroubové spoje byly těsné!

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v provozuschopném stavu a že správně sedí – hrozí nebezpečí úrazu!
- Poškozené části, jako jsou spony, ozubené pásy (b) nebo polstrování (a) neopravujte, nelepte a znovu nepoužívejte – hrozí nebezpečí úrazu!
- Nezvedejte invalidní vozík za **PELVI.LOC®** – hrozí nebezpečí úrazu!

Omezení používání / nežádoucí vedlejší účinky

- Nepoužívejte **PELVI.LOC®**, pokud se v oblasti polstrování nacházejí otlačeniny, rány nebo jiná nezhojená zranění – hrozí nebezpečí poranění!
- Nepoužívejte **PELVI.LOC®**, pokud máte řidnutí kostí, vrozenou lámavost kostí nebo závažné poruchy prokrvení – hrozí nebezpečí poranění!
- Po vyčištění se ujistěte, že **PELVI.LOC®** správně funguje!
- Poškozený **PELVI.LOC®** je třeba okamžitě vyměnit – hrozí nebezpečí úrazu!



Pozor:

- **PELVI.LOC®** není součástí zádržného systému pro invalidní vozík a/nebo cestující během přepravy ve vozidle pro přepravu osob se zdravotním postižením.
- Výrobce ani distributor nemohou nést odpovědnost z hlediska odpovědnosti za vady výrobku za škody nebo rizika, která jsou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. Při použití produktu **PELVI.LOC®** se přiloží polstrování (a) na nárt



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráníte tak vzniku bolestivých otlačenin.

2. Poté ved'te ozubený pás (b) skrz příslušnou ráčnu. K tomu stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
3. Poté utáhněte ozubený pás (b) tak, aby bylo chodidlo přitlačeno ke stupačce (lehký kontakt)

Pokud se systém polohování během používání **PELVI.LOC®** nechtěně uvolní, lze to napravit opětovným utažením.

Pro otevření výrobku **PELVI.LOC®** stiskněte západku (f) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi paprsky hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné pro praní v pračce do 40 stupňů.
- Možnost chemicko-termické dezinfekce přidáním ELTRA 40 do pracího cyklu.
- Neodstředujte.
- Není vhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal výrobku lze recyklovat.
- Kovové části lze recyklovat jako kovový šrot.
- Plastové díly lze recyklovat jako plast.
- Likvidace musí být prováděna v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
- Správa vaší obce/vašeho města vám sdělí informace ohledně místních společností provádějících likvidaci odpadu.

Technické údaje

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Velikost polstrování (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Celková délka (cm) minimální	19	20	24	24	29
Celková délka (cm) maximální	27	27	31	36	51
Ozubený pás	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Spona	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	Výrobek neobsahuje latex  
Velikost polstrování (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8	
Celková délka (cm) minimální	20	24	
Celková délka (cm) maximální	27	31	
Ozubený pás	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350	
Spona	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL	

Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku v souladu se zákonnými ustanoveními. Vztahuje se na vady materiálu a chyby zpracování. Nevztahuje se na opotřebitelné díly a díly/sestavy, které podléhají běžnému opotřebení, jakož i na poškození vzniklá nadměrným namáháním, „používáním v rozporu s určením“, poškozením způsobeným násilím nebo neschválenou úpravou/opravou. V případě záručního plnění se obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu odpovědnosti za výrobek mohou opravy, údržbu a servisní práce provádět pouze autorizovaní specializovaní prodejci s použitím originálních náhradních dílů

**Výrobce:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

E-mail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Stav 01.01.2025



Tento výrobek je v souladu se základními
požadavky nařízení EU 2017/745 o
zdravotnických prostředcích - Medical Device
Regulation (MDR)

Technické změny vyhrazeny