



PELVI.LOC® PL-KG-GO - S - M - L - XL



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania, a następnie przestrzegać jej.



Zakres zastosowania

PELVI.LOC® PL-KG-GO jest przeznaczony dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, którym pomaga w umieszczeniu nóg na podnóżku wózka inwalidzkiego i zapobiega zsuwaniu się ich do przodu.

Przewidziana grupa pacjentów:

- Dzieci, młodzież i osoby dorosłe
- Dla osób obu płci

Kontrola przy odbiorze

Całkowicie rozpakować produkt i sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna i nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy:

1. Niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika.
2. Sporządzić protokół uszkodzenia/wady.
3. Niezwłocznie poinformować nas lub wyspecjalizowanego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x zapięcie na kostkę **PELVI.LOC®** PL-KG-GO -S, -M, -L, XL wstępnie zmontowane (para)
- 2) 1 x zestaw montażowy
- 3) 1 x informacje dotyczące pobierania instrukcji montażu i użytkowania online

Kombinacja wyrobów medycznych

Produkt nadaje się do stosowania ze środkami pomocniczymi przeznaczonymi do użytku w połączeniu z zapięciem na kostkę

Montaż zapięcia na kostkę przy użyciu klamer zapadkowych



Montaż powinna wykonać osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę

1. Przymocować oba paski zapięcia na kostkę do podnóżka za pomocą zestawu montażowego.
2. Umieścić wyściółki (a) w obszarze kostek. – Taśma zębata (b) powinna znajdować się z przodu.
 - Logo na wyściółce powinno być widoczne z boku!
3. Wyregulować odległość wyściółek za pomocą taśmy zębatej (b), używając klamry zapadkowej (e).
 - Taśma zębata powinna wówczas znajdować się pośrodku z przodu, między wyściółkami.
4. W razie potrzeby końce taśmy zębatej można przyciąć, nadając im półokrągły kształt. W razie potrzeby usunąć zadziory na końcach przyciętej taśmy zębatej – niebezpieczeństwo obrażeń!
5. Sprawdzić stabilne osadzenie i zablokowanie po obu stronach taśmy zębatej!



Instrukcja użytkowania



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Pomimo wytrzymałej konstrukcji elementy takie jak paski, taśmy zębate i wyściółki podlegają pewnemu zużyciu. Dlatego zaleca się dokładne kontrolowanie produktu **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Podczas kontroli należy również zwrócić uwagę na stabilne osadzenie połączeń nitowych i śrubowych!

- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on sprawny i prawidłowo dopasowany – ryzyko wypadku!
- Uszkodzonych elementów, takich jak pasek, taśma zębata (b) czy wyściółka (a) nie należy łątać lub kleić i ponownie ich używać – ryzyko wypadku!
- Nie podnosić wózka inwalidzkiego za pomocą **PELVI.LOC®** – ryzyko wypadku!

Ograniczenia stosowania / działania niepożądane

- Nie używać **PELVI.LOC®**, jeśli w obszarze wyściółek znajdują się odleżyny, rany lub inne niezagojone obrażenia – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie używać **PELVI.LOC®** w przypadku zaniku kości, wrodzonej łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po czyszczeniu upewnić się, że **PELVI.LOC®** działa prawidłowo!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy niezwłocznie wymienić – ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności (w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności za produkt) za jakiegokolwiek szkody lub ryzyko spowodowane przez użytkowanie produktu przez dzieci bez nadzoru!

Zastosowanie

1. W celu użycia produktu **PELVI.LOC®** należy założyć wyściółki (a) na kostki



Uwaga: Upewnić się, że pod wyściółką nie znajdują się żadne przedmioty! Pozwoli to uniknąć bolesnych odcisków.

2. Następnie przeprowadzić taśmę zębatą (b) przez odpowiedni mechanizm zapadkowy. W tym celu należy nacisnąć odpowiednią klamrę zapadkową (e).
3. Następnie naprężyć taśmę zębatą (b) na tyle, aby między kostką a wyściółką było jeszcze miejsce na ułożoną płasko dłoń.
4. Upewnić się, że zatrzaski (e) zatrzasknęły się w zębach taśmy zębatej!
 - Przeprowadzić próbę przez pociągnięcie!

Jeśli podczas użytkowania **PELVI.LOC®** dojdzie do przypadkowego poluzowania się systemu pozycjonowania, można to naprawić poprzez ponowne naprężenie.

Aby odpiąć **PELVI.LOC®**, nacisnąć zatrzask i wyciągnąć taśmę zębatą.

- Uważać, aby wyściółki nie dostały się między szprychy koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Produkt nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania
- Nie wirować
- Nie suszyć w suszarce bębnowej

Konserwacja

PELVI.LOC® należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzone urządzenie **PELVI.LOC®** należy niezwłocznie wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi.
- Części metalowe można poddać recyklingowi jako złom.
- Części plastikowe można poddać recyklingowi jako tworzywa sztuczne.
- Utylizacja musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
- Informacje na temat lokalnych firm zajmujących się utylizacją odpadów można uzyskać w urzędzie miasta/gminy.

Dane techniczne

	S	M	L	XL
Obwód (cm)	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26-34
Taśma zębata	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

nie zawiera lateksu



Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

**Producent:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Strona internetowa: www.a2j-intl.com

Stan na dzień 01.01.2025



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w
sprawie wyrobów medycznych – Medical Device
Regulation (MDR)

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian
technicznych