




PELVI.LOC® PL-RR - XS - S - M -L - XL



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania, a następnie przestrzegać jej.



Zakres zastosowania

Pasek na grzbiet stopy PELVI.LOC® PL-RR jest przeznaczony dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, którym pomaga w umieszczeniu stóp na podnóżku wózka inwalidzkiego i zapobiega zsuwaniu się ich do przodu.

Przewidziana grupa pacjentów:

- Dzieci, młodzież i osoby dorosłe
- Dla osób obu płci

Kontrola przy odbiorze

Całkowicie rozpakować produkt i sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna i nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy:

1. Niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika.
2. Sporządzić protokół uszkodzenia/wady.
3. Niezwłocznie poinformować nas lub wyspecjalizowanego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x pasek na grzbiet stopy **PELVI.LOC® PL-RR** -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowany (para)
- 2) 1 x zestaw montażowy do podnóżków
- 3) 1 x informacje dotyczące pobierania instrukcji montażu i użytkowania online

Kombinacja wyrobów medycznych

Produkt nadaje się do stosowania ze środkami pomocniczymi przeznaczonymi do użytku w połączeniu z paskiem na grzbiet stopy

Montaż



Montaż powinna wykonać osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę

1. Umieścić wyściółki (a) w obszarze grzbietu stopy. – Taśmę zębatą (b) należy przymocować do podnóżka za pomocą zestawu montażowego
2. Wyregulować odległość wyściółek za pomocą zestawu montażowego (d).
3. Klamry zapadkowe (e) umożliwiają naprężenie pasków na grzbiet stopy.
4. Naciśnięcie przycisku (f) powoduje poluzowanie paska.
5. Naprężyć taśmę zębatą (b) tak, aby stopa przylegała do podnóżka.
6. W razie potrzeby końce taśmy zębatej można przyciąć, nadając im półokrągły kształt. W razie potrzeby usunąć zadziory na końcach przyciętej taśmy zębatej – niebezpieczeństwo obrażeń!
7. Sprawdzić stabilne osadzenie i zablokowanie po obu stronach taśmy zębatej!
8. Sprawdzić stabilne osadzenie i zablokowanie po obu stronach taśmy zębatej!



Instrukcja użytkowania



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Pomimo wytrzymałej konstrukcji elementy takie jak zestaw montażowy, taśmy zębate i wyściółki podlegają pewnemu zużyciu. Dlatego zaleca się dokładne kontrolowanie produktu **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Podczas kontroli należy również zwrócić uwagę na stabilne osadzenie połączeń nitowych i śrubowych!

- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on sprawny i prawidłowo dopasowany – ryzyko wypadku!
- Uszkodzonych elementów, takich jak pasek, taśma zębata (b) czy wyściółka (a) nie należy łątać lub kleić i ponownie ich używać – ryzyko wypadku!
- Nie podnosić wózka inwalidzkiego za pomocą **PELVI.LOC®** – ryzyko wypadku!

Ograniczenia stosowania / działania niepożądane

- Nie używać **PELVI.LOC®**, jeśli w obszarze wyściółek znajdują się odleżyny, rany lub inne niezagojone obrażenia – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie używać **PELVI.LOC®** w przypadku zaniku kości, wrodzonej łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po czyszczeniu upewnić się, że **PELVI.LOC®** działa prawidłowo!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy niezwłocznie wymienić – ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności (w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności za produkt) za jakiegokolwiek szkody lub ryzyko spowodowane przez użytkowanie produktu przez dzieci bez nadzoru!

Zastosowanie

1. W celu użycia produktu **PELVI.LOC®** należy założyć wyściółki (a) na grzbiet stopy



Uwaga: Upewnić się, że pod wyściółką nie znajdują się żadne przedmioty! Pozwoli to uniknąć bolesnych odcisków.

2. Następnie przeprowadzić taśmę zębatą (b) przez odpowiedni mechanizm zapadkowy. W tym celu należy nacisnąć odpowiednią klamrę zapadkową (e).
3. Następnie naprężyć taśmę zębatą (b) na tyle, aby stopa przylegała do podnóżka (lekkie zetknięcie).

Jeśli podczas użytkowania **PELVI.LOC®** dojdzie do przypadkowego poluzowania się systemu pozycjonowania, można to naprawić poprzez ponowne naprężenie.

Aby odpiąć **PELVI.LOC®**, nacisnąć zatrzask (f) i wyciągnąć taśmę zębatą.

- Uważać, aby wyściółki nie dostały się między szprychy koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Produkt nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania
- Nie wirować
- Nie suszyć w suszarce bębnowej

Konserwacja

PELVI.LOC® należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzone urządzenie **PELVI.LOC®** należy niezwłocznie wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi.
- Części metalowe można poddać recyklingowi jako złom.
- Części plastikowe można poddać recyklingowi jako tworzywa sztuczne.
- Utylizacja musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
- Informacje na temat lokalnych firm zajmujących się utylizacją odpadów można uzyskać w urzędzie miasta/gminy.

Dane techniczne

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Wymiary wyściółki (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Długość całkowita (cm) minimalna	19	20	24	24	29
Długość całkowita (cm) maksymalna	27	27	31	36	51
Pasek zębaty	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Klamra	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	Produkt nie zawiera lateksu  
Wymiary wyściółki (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8	
Długość całkowita (cm) minimalna	20	24	
Długość całkowita (cm) maksymalna	27	31	
Pasek zębaty	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350	
Klamra	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL	

Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Strona internetowa: www.a2j-intl.com



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – Medical Device Regulation (MDR)

Stan na dzień 01.01.2025

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych