



PELVI.LOC® PL-3DSRR - XS - S - M - L



För att säkerställa säker användning av denna produkt, läs och följ denna monterings- och bruksanvisning innan du använder den för första gången



Användningsområde

PELVI.LOC® PL-3DSRR används för personer med begränsad mobilitet, speciellt för bäckenpositionering i rullstolar och aktivrullstolar och förhindrar att de glider framåt.

Avsedd patientgrupp:

- Barn, ungdomar och vuxna
- Kön: män och kvinnor

Mottagningskontroll

Packa upp produkten helt och kontrollera att försändelsen är komplett och inte har transportskador.

Om du mot förmodan upptäcker att försändelsen innehåller ett fel:

1. Reklamera omedelbart hos transportören
2. Registrera skadan/felet
3. Informera oss eller din fackhandlare omedelbart

Leveransomfattning

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L ej förmonterad
- 2) 1 x information om online-nedladdning av monterings- och bruksanvisningen

Montering



Monteringen ska utföras av en person med specialistkunskaper

1. Placera dynorna (a) i bäckenområdet/höftböjaren/grenen. - Spärrhakespännnet (e) är fäst på rullstolens ramrör. (Montering, följ anvisningarna)
2. Kuggremmen (b) skjuts in i spännnet eller spärrhakespännnet (e) som är fäst vid rullstolen.
 - Logotypen på dynan kan då läsas framifrån!
3. Ställ in avståndet mellan dynorna med hålremmen (d). Bäckenindragningsbältet dras åt genom att trycka på spärrhakespännena (e).
 - Leden på hålremmen ska då befinna sig mittemellan dynorna.
 - Dra ut kuggremmen maximalt så att två tänder fortfarande är fria bakom varje spärrhakespänne (e).
 - För justering kan kardborrebandet (d) lossas och dynan kan öppnas (endast för bälten med täckta spärrhakespännena).
4. Fäst sedan kuggremmen (b) på rullstolens ramrör
5. Spänn kuggremmen (b) lika på båda sidor och så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
6. Vid behov kan ändarna på kuggremmen kapas till halvrunda längder. Grada vid behov ändarna på den kapade kuggremmen. – Skaderisk!
7. Kontrollera att kuggremmen sitter ordentligt och är låst på båda sidor!



Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar

Trots de stabila konstruktionerna utsätts komponenter som hålbälten, bälten, kuggremmar och dynor för ett visst mått av slitage. Det rekommenderas därför att **PELVI.LOC®** kontrolleras noggrant var tredje månad. Det är också viktigt att se till att nit- och skruvförband sitter fast ordentligt!

- Se innan användning till att produkten är i ett användbart skick och sitter korrekt - olycksrisk!
- Fäst respektive limma inte skadade komponenter som hålrem/bälte (d), kuggrem (b) eller dyna (a) och sätt tillbaka dem - olycksrisk!
- Sitt inte på dynorna - risk för tryckpunkter, speciellt från spärrhakarna (e)!
- Lyft inte rullstolen över **PELVI.LOC®** - Olycksfallsrisk!
- Se till att händerna inte fastnar mellan hålbältet och ram- eller sitsröret - klämrisk!

Användningsrestriktioner / oönskade biverkningar

- Använd inte **PELVI.LOC®** om det finns tryckpunkter, sår eller andra oläkta skador i området kring dynan - skaderisk!
- Använd inte **PELVI.LOC®** vid benskörhet, osteogenesis imperfecta eller svåra cirkulationsproblem - risk för skador!
- Säkerställ efter rengöring att **PELVI.LOC®** fungerar korrekt!
- En skadad **PELVI.LOC®** måste absolut förnyas – Olycksrisk!



Observera:

- **PELVI.LOC®** är inte en del av fasthållningssystemet för rullstolen och/eller passagerare vid transport i ett handikappttransportfordon.
- Varken producenten eller distributören kan hållas ansvariga vad gäller produktansvar för skador eller risker som orsakats av oövervakade barn i samband med produkten!

Användning

1. För att använda **PELVI.LOC®** läggs dynorna (a) i höftböjaren



Observera: Se till att inga föremål befinner sig under dynan! På så sätt undviker du smärtsamma tryckpunkter.

2. **Viktigt:** lägg inte på bäckenet eller ryggraden!
 3. För sedan kuggremmen (b) genom respektive spärrhake. För att göra detta, tryck på motsvarande spärrhakespänne (e).
 4. Spänn sedan kuggremmen (b) så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
 5. Se till att spärrhakespännets hasp (e) griper in i kuggremmens tänder!
- Gör ett dragprov!

Om positioneringssystemet oavsiktligt lossnar när **PELVI.LOC®** används, kan detta åtgärdas genom att man drar åt igen.

För att öppna **PELVI.LOC®** tryck på snäppet på spärrhakespännets (e) och dra ut kuggremmen.

- Se till att dynorna inte hamnar mellan ekrarna på drivhjulet!

Rengöring och desinfektion

- Lämplig för tvättmaskin upp till 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion möjlig genom tillägg av ELTRA 40 i tvättcykeln
- Centrifugera ej
- Inte lämplig för torktummlaren

Underhåll

PELVI.LOC® måste kontrolleras regelbundet avseende skador och funktion.

Reparationer

Byt omedelbart ut defekt **PELVI.LOC®**.

Avfallshantering

- Enhetens förpackning kan återvinnas.
- Metalldelarna kan läggas i metallåtervinningen.
- Plastdelarna kan läggas i plaståtervinningen.

Garanti

Vi lämnar en garanti för denna produkt i enlighet med lagstadgade regler. Denna omfattar material- och tillverkningsfel. Undantagna är slitedelar och delar/komponenter som utsätts för normalt slitage samt skador som uppstår till följd av överbelastning, "ej avsedd användning", våldsamma skador eller otillåtna ändringar/reparationer. Vid garantianspråk, kontakta den återförsäljare som sålde produkten. Reparationer får endast utföras med originalreservdelar och av personal med lämplig utbildning och/eller erfarenhet.



Tillverkare:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tfn: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (8373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Denna produkt är kompatibel med de grundläggande kraven i EU-förordning 2017/745 om medicinsk utrustning - Förordningen om medicintekniska produkter (MDR)

Version 01.01.2025

Med reservation för tekniska ändringar