




**PELVI.LOC®**

**Genuframe**

**PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL**



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.



### Zakres stosowania

**PELVI.LOC®** - PL- GF jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, zwłaszcza do stabilizacji miednicy i uda na wózkach inwalidzkich i aktywnych wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu.

### Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

## Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

## Zakres dostawy

- 1) 1 x **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe pas udowy -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowany
- 2) 1 x **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe pas od podudzia -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowany
- 3) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

## Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

## Montaż pasa do podudzia



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

Montaż pasa do podudzia **PELVI.LOC**<sup>®</sup> Genuframe należy wykonać podobnie jak w przypadku PL-UG.

1. Podkładki (**a/US**) należy umieścić w obrębie podudzia (poniżej główki kości piszczelowej i strzałkowej). Pasek perforowany/opaska zębata (**f/US**) powinny znajdować się na zewnątrz.
  - Z przodu powinno się dać przeczytać logo **PELVI.LOC**<sup>®</sup> umieszczone na podkładce na podudziu!
2. Ustawić odstęp między podkładkami na podudziach nad pasami perforowanymi (**b/US**).
3. Następnie przymocować taśmę perforowaną/opaskę zębatą (**f/US**) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
4. Naciągać taśmę perforowaną/opaskę zębatą (**f/US**) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy podudziem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach taśmy perforowanej opaski zębatej (**f/US**)!

## Montaż pasa do uda

Montaż pasa do uda **PELVI.LOC®** Genuframe należy wykonać podobnie jak w przypadku PL-2DB.

7. Umieścić podkładki (**a/OS**) pod każdym udem. - Opaska zębata (**b/OS**) powinna być na górze.
  - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce na udzie!
8. Wyregulować odległość pomiędzy podkładkami za pomocą opaski zębatej (**b/OS**), uruchamiając klamry zapadkowe (**e/OS**) pasa udowego.
  - Złącze opaski zębatej (**b/OS**) należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
  - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (**e/OS**) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.



### Instrukcja obsługi



### Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma paska (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (e)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** - ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!

### Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC®** jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC®** w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC®**!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



### Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
  - W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!
1. Aby użyć **PELVI.LOC®**, podkładki (a) należy umieścić na podudziach.

## Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC®**, podkładki (a) należy umieścić na udach i podudziach.



**Uwaga:** Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków!

2. Następnie przepuść opaskę zębatą (**f/US**) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (**e/US**).
3. Następnie naciągać opaskę zębatą (**f/US**) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
4. Upewnić się, czy zapadki (**e/US**) współpracują z zębami opaski zębatej!
  - Przeprowadzić próbę rozciągania!

**Aby otworzyć PELVI.LOC®** należy uruchomić zapadkę (**e/US**) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

## Czyszczenie i dezynfekcja

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

## Konserwacja

**PELVI.LOC®** należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

## Naprawy



Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić.

## Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.



## Dane techniczne

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Szerokość siedziska (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Wielkość podkładki (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Waga (g)		220	220	220	280	280	280
Rozerwanie (przy ok. kg)		40	60	60	80	80	80

Rozmiar opaski zębatej XXS	1,9 x 0,2 x 40 cm	<p>nie zawiera lateksu</p>  
Rozmiar opaski zębatej XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Rozmiar opaski zębatej M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Rozmiar klamry zapadkowej XXXS		
Rozmiar klamry zapadkowej XXS	B-19-ERGO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej XS - S	B-19-ERGO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej M- L - XL	B-24-ERGO-BL	

**Ważna wskazówka: Szerokość kolana, nie szerokość siedziska!**

## Warunki przechowywania i transportu

	<p>Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C.            Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.</p>
	<p>Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu</p>

## Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



### Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Strona internetowa: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)

Stan na dzień 01.01.2025



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – Medical Device Regulation (MDR)

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych