

		<b>Preisliste 2019 excl. 19% MwSt.</b> <b>Modell: Crazy HorsE-Power 500R</b>	
		<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b> <input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>	
		<b>Datum:</b> _____ <b>Name:</b> _____	
		<b>Kommission:</b> _____	
		<b>Rechnungsanschrift:</b>	
		Firma: _____	
		Name: _____	
		Strasse: _____	
		Ort: _____	
		Plz: _____	
		Telefon: _____	
		Email: _____	
<b>Kundenangaben:</b>		<b>Lieferanschrift:</b>	
Rollstuhl:		Firma: _____	
SB:	cm	Name: _____	
ST:	cm	Strasse: _____	
UL:	cm	Ort: _____	
Hersteller:	Modell:	Plz: _____	
Körpergröße:	Körpergewicht:	Telefon: _____	
Steckachsendurchmesser:	<input type="checkbox"/> 12,00mm <input type="checkbox"/> 12,7mm	Email: _____	
<b>Grundpreis:</b>			
Crazy HorseE-Power 500R			4.480 €
<b>Art.-Nr.:</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aufpreis</b>	
700001	Matt schwarz eloxiertes Aluminium	ohne Aufpreis	
700002	Matt silbern eloxiertes Aluminium	ohne Aufpreis	
<b>Motor bürstenlos mit 48 Volt, Freilauf und Rückwärtsgang</b>			
750009	500R für 48 Volt 10 Ah LiFePO4 Akku bis 95 KG Körpergewicht*	Standard	
750309	48 Volt 20 Ah (960WH) LiION Akku	920 €	
750404	Ladegerät 48 Volt 3A	ohne Aufpreis	
<b>Geschwindigkeit</b>			
750097	6 km/h	Standard	
750098	15 km/h **	ohne Aufpreis	
750100	ca.30 km/h **	ohne Aufpreis	
750099	offene Leistung km/h **	ohne Aufpreis	
<b>Felge</b>			
750208	35 mm breit Alu- Felge nur für 500R	Standard	

Art.-Nr.:	Bereifung 80mm Felge	Aufpreis
750210	MTB 20 x 2.80 Big Roller in Schwarz, Stollenreifen	25 €
750212	MTB 20 x 2.75 Star in Schwarz, Enduro Profil	25 €
750205	Innova 20 x 3.00 Schwarz Sand, leichtes Profil	ohne Aufpreis
750206	Innova 20 x 3.00 Schwarz /Weiß-Wand, leichtes Profil	Standard
750203	GGG 20 x 3.45 Schwarz Sand, leichtes Profil	ohne Aufpreis
750207	Street HOG III 20 x 4 1/4 Schwarz Sand, leichtes Profil	25 €
	<b>Pannenschutzeinlage aus Teflon für Vorderrad</b>	
720114	1 Stück zum Einlegen zwischen Schlauch und Reifen	14 €
	<b>Feststellbremse</b>	
730113	Rechts montiert	ohne Aufpreis
730114	Links montiert	Standard
	<b>Daumen-Gas mit Tempomat</b>	
730115	Daumen-Gas rechts montiert und Tempomat links montiert	Standard
730116	Daumen-Gas links montiert und Tempomat rechts montiert	ohne Aufpreis
730118	Dreh - Gas Montage nur rechts möglich	20
	<b>Tetra Spezial</b>	
730117	Lenker drücken und ziehen	470 €
730119	Bügel rechts gepolstert	35 €
730120	Bügel links gepolstert	35 €
740001	Lenkerverstellbar über Schellen	55 €
	Lenkstangenhöhe: Unterkannte Gabelrohr bis Oberkannte Lenkstange in cm	cm
	<b>Schutzblech</b>	
740604	80 mm Schutzblech Chrom Länge 470 mm Licht seitlich am Gabelrohr montiert	35 €
740605	80 mm Schutzblech Schwarz Länge 470 mm Licht seitlich am Gabelrohr montiert	35 €
740601	80 mm Schutzblech Chrom Länge 570 mm Licht auf Schutzblech montiert	Standard
740608	80 mm Schutzblech Schwarz Länge 570 mm Licht auf Schutzblech montiert	ohne Aufpreis
740607	80 mm Schutzblech Chrom Länge 820 mm Licht auf Schutzblech montiert	35 €
740606	80 mm Schutzblech Schwarz Länge 820 mm Licht auf Schutzblech montiert	35 €
	<b>Gepäckträger nur mit langem Schutzblech 820mm</b>	
740500	Gepäckträger Alu poliert belastbar bis 10KG	130 €
740509	Gepäckträger Alu schwarz belastbar bis 10KG	130 €
	<b>Licht</b>	
740200	Licht vorne mit LED und Signalton	Standard
740210	Licht vorne mit LED 150 LUX mit Signalton	160 €
	<b>Ständer</b>	
740503	ohne Rangierrolle	Standard
740504	mit Rangierrolle	85 €
	<b>USB / Bluetooth/ LCD</b>	
740203	USB Kabel	50 €
740202	Bluetooth-Adapter	70 €
740209	LCD Display BAC-601	89 €
740211	Voltmeter	Standard
740212	Tacho Kabelbunden	45 €
740213	Tacho Wireless	66 €

**Zwischensumme netto ohne MwSt.**

## ZUBEHÖR:

Art.-Nr.:	Wechsel Akku ohne Ladegerät	Aufpreis
760101	48 Volt 10 Ah (480WH) LiFePO4 Wechsel Akku	920 €
760102	48 Volt 20 Ah (960WH) LiION Wechsel Akku	1.400 €
	<b>Ladegerät</b>	
750404	Ladegerät 48 Volt 3A	ohne Aufpreis
	<b>Rollstuhl Räder komplett mit Steckachsen</b>	
772112	MTB Farbe Schwarz 25 Zoll Steckachse 12,0 mm x 104 mm	450 €
772111	MTB Farbe Schwarz 25 Zoll Steckachse 12,7 mm x 104 mm	450 €
772109	Flame Farbe Weißwand 25 Zoll Felge 64 mm Steckachse 12,0 mm x 104 mm	750 €
772110	Flame Farbe Weißwand 25 Zoll Felge 64 mm Steckachse 12,7 mm x 104 mm	750 €
772114	Flame Farbe Weißwand 25 Zoll 80 mm Steckachse 12,0 mm x 104 mm	950 €
772113	Flame Farbe Weißwand 25 Zoll 80 mm Steckachse 12,7 mm x 104 mm	950 €
772115	Hot Frog III Farbe Schwarz 26 Zoll Rad 80mm Lochfelge 12,0 mm x 104 mm	950 €
772116	Hot Frog III Farbe Schwarz 26 Zoll Rad 80mm Lochfelge 12,7 mm x 104 mm	950 €
	<b>Felgenband für Lochfelge 80mm Hinterrad</b>	
710300	Felgenband 80 mm breit matt schwarz	ohne Aufpreis
710301	Felgenband 80 mm breit matt weiß	ohne Aufpreis
710302	Felgenband 80 mm breit matt orange	ohne Aufpreis
710303	Felgenband 80 mm breit matt blau	ohne Aufpreis
710304	Felgenband 80 mm breit matt silbern	ohne Aufpreis
	<b>Pannenschutzeinlage aus Teflon Hinterräder</b>	
720113	1 Paar zum Einlegen zwischen Schlauch und Reifen	28 €
	<b>Greifreifen</b>	
720119	Greifreifen 20 Zoll beschichtet für besseren Grip (Stück)	180 €
	<b>Rückspiegel</b>	
740700	Rückspiegel links	35 €
740701	Rückspiegel rechts	35 €
	<b>Licht hinten für Rollstuhl</b>	
740201	Licht hinten mit LED	88 €
	<b>Ladehilfe für PKW</b>	
730504	Für einfaches Verladen in den Kofferraum	165 €
	<b>Luftpumpe mit Akku</b>	
740204	Hochdruckpumpe mit Akku	78 €
740205	Autoladestecker für Hochdruckpumpe	16 €
740206	0,5m Verlängerungsschlauch mit Clip	12 €
	<b>Versandkosten / Werksabholung / Montage</b>	
600001	Versand auf Palette mit Versicherung Tagespreise erfragen	zu erfragen
600002	Werksabholung A2J GmbH	ohne Aufpreis
600003	Montage Rollstuhl Crazy HorsE-Power im Werk A2J GmbH	95 €



Technik die verbindet

**Preis:**

Gesamtpreis:

+19% MwSt.:

Gesamtpreis incl. 19% MwSt.:

**Sonstiges:**

**Datenschutzverordnung:**

- Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß DSGVO zu.  
Siehe Datenschutzerklärung A2J Website.

**Rechtlicher Hinweis auf : 6km/h – 15km/h -30km/h – offene Leistung Crazy-HorsE-Power**

- Ich habe den rechtlichen Hinweis auf der A2J Website gelesen und verstanden.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 19% MwSt.

\*Das Crazy HorsE-Power ist ein Medizinprodukt gemäß MDD 93/42/EWG.

\*\*Wichtiger Hinweis: Nutzung nur auf Privatgelände, im Ausland bitte sich über die lokalen Bestimmungen informieren.