

PELVI.LOC® PL-2DA Aktiv

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurt

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



Modell

2D-Gurt für Rollstuhlfahrer – der Gurt für den höheren Anspruch.

Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6 cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum.

Ausführung

Anwendungsbeispiel Rollstuhlbasketball:

- **PL-2DA-M** als Oberschenkel-Gurt




Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

Artikelnummern

RS-20: Rohrdurchmesser 20 mm
RS-22: Rohrdurchmesser 22 mm
RS-25: Rohrdurchmesser 25 mm
RS-30: Rohrdurchmesser 30 mm
RS-32: Rohrdurchmesser 32 mm



Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl.
- Als Thorax-Positionierung im Stehgerät einsetzbar.
- Becken-Positionierung mit Druckverteilung und Stabilität im Sport-Rollstuhl.

Besondere Merkmale

Die im Polster verdeckten Ratschenschellen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen.

Artikelnummern

PL-2DA-S für SB 20-32 cm
PL-2DA-M für SB 30-40 cm
PL-2DA-L für SB 36-46 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 11	23 x 12	28 x 14	
Gewicht (g)				220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei		
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 17,0 cm			
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm			
Ratschenschnalle Gr. XXXS				
Ratschenschnalle Gr. XXS				
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-FLAT-LO-BL			
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL			
Lochriemen	LR-BL-320			