

PELVI.LOC® PL-2DS Schale

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



Model


2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - leichtes Anlegen am Oberschenkel für große Sicherheit.

Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Oberschenkel-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden. Ein Gurtband ist in den Größen XS, S, M und L erhältlich.

Zusatzartikel

Befestigungs-Sets für Sitzschalen-Gurte zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer
PB-BL-38



Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl und Aktiv-Rollstuhl.
- Auch als Thoraxpositionierung im Stehgerät einsetzbar.

Artikelnummern

PL-2DS-XS für SB 16-24 cm
PL-2DS-S für SB 20-32 cm
PL-2DS-M für SB 30-40 cm
PL-2DS-L für SB 36-46 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		