

PELVI.LOC® PL-3DA Aktiv

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

Becken-Retraktions-Gurt


3D-Gurt für Rollstuhlfahrer – der Gurt für den höheren Anspruch. Die großflächigen 3D-Pelotten in anatomischer Form sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

Artikelnummern

RS-20: Rohrdurchmesser 20 mm
RS-22: Rohrdurchmesser 22 mm
RS-25: Rohrdurchmesser 25 mm
RS-30: Rohrdurchmesser 30 mm
RS-32: Rohrdurchmesser 32 mm



Anwendungsbereich

Zur Becken-Positionierung im Rollstuhl.

Artikelnummern

PL-3DA-XS für SB 16-24 cm
PL-3DA-S für SB 20-32 cm
PL-3DA-M für SB 30-40 cm
PL-3DA-L für SB 36-46 cm

Besondere Merkmale

Der Gurt für hohe Zugkräfte mit 1/3 mehr Pelotten-Fläche als 3D Basic. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen. Die Becken-Pelotten werden in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird.

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE504274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen			