

PELVI.LOC® PL-ASY Asymmetrischer Gurt

PELVI.LOC® Sitzsysteme (Sitzhosen)

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



Modell

Der Gurt für Anspruchsvolle!

Bei verschiedenen sportlichen Betätigungen entsteht ein Schub-Druck des Beckens nach vorne. Durch die spezielle Konstruktion des asymmetrischen Gurts und seiner 3D-Contour Oberschenkel-Pelotten wird der Druck aufgefangen, die einzelne Positionierung der beiden Schenkelteile ermöglicht variablen Druckausgleich.

Die Oberschenkel-Pelotten sind einzeln einstellbar über seitlich angebrachte Nylonbänder. Auch asymmetrische Sitzpositionen können mithilfe der 3D-Contour-Pelotten ausgeglichen und angepasst positioniert werden.

Besondere Merkmale

Mit dem PL-ASY wird ein Nach-vorne-Rutschen des Beckens verhindert, besonders bei verstellbaren Rückenlehnen und Kantelung.

Die 3D-Contour der Oberschenkel-Pelotten ermöglicht eine deutliche Druckreduktion im Schritt, auch bei außergewöhnlicher Belastung.

Über die am Rahmen zu befestigende Druckschnalle **B-24-Star** und den einzuhängenden Zahnriemen **R-24-BL-ERGO-400** ist eine einfache Handhabung gesichert.

Zahnriemen und Schnalle werden von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern.

Artikelnummern

PL-ASY-S für SB 26-35 cm

PL-ASY-M für SB 36-39 cm

PL-ASY-L für SB 40-46 cm

Anwendungsbereich

Für seitenunabhängig variable Beckenpositionierung beim Sport, in der Freizeit, oder auch im Alltag, bei asymmetrischer Sitzposition. Zur Anwendung empfohlen in der Sitzschale, im Rollstuhl oder im Multifunktions-Rollstuhl.

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				26 - 35	36 - 39	40 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5	
Gewicht (g)				220	300	400	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL		