

PELVI.LOC® PL-CSS Pelvi Contour Sitzsystem

PELVI.LOC® Sitzsysteme (Sitzhosen)

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

Das Pelvi-Contour-Sitzsystem hat eine zusätzlich gepolsterte Sitzfläche, um Druck zu verhindern.

Bei verschiedenen sportlichen Betätigungen entsteht ein Schub-Druck des Beckens nach vorne. Durch die spezielle Konstruktion des Sitzsystems und seiner 3D-Contour Oberschenkel-Pelotten wird der Druck aufgefangen.

Zusatzartikel

Einfaches und schnelles Anbauen des Zahnriemens und Gurtbandes am Rahmen mittels Kabelbinder, Gurtschlaufe oder Rohrschelle.



Anwendungsbereich

Zur Anwendung empfohlen in der Sitzschale, im Rollstuhl oder im Multifunktions-Rollstuhl.

Besondere Merkmale

Mit dem Pelvi-Contour-Sitzsystem wird ein Nach-vorne-Rutschen des Beckens verhindert, besonders bei verstellbaren Rückenlehnen und Kantelung.

Die 3D-Contour der Oberschenkel-Pelotten ermöglicht eine deutliche Druckreduktion im Schritt, auch bei außergewöhnlicher Belastung.

Über die am Rahmen zu befestigende Druckschnalle **B-24-Star** und den einzuhängenden Zahnriemen **R-24-BL-ERGO-400** ist eine einfache Handhabung gesichert. Zahnriemen und Schnalle werden von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern.

Artikelnummern

PL-CSS-S für SB 26-35 cm

PL-CSS-M für SB 36-39 cm

PL-CSS-L für SB 40-46 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				26 - 35	36 - 39	40 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5	
Gewicht (g)				260	300	400	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXS		Produkt ist latexfrei		
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 40,0 cm			
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm			
Ratschenschnalle Gr. XXXS				
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-STAR-BL			
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL			