

PELVI.LOC® PL-KG-GO Knöchelgamasche

PELVI.LOC® Fußpositionierung



HMV.Nr.: 18.99.99.0305

Modell


Fußriemen

Mit Zahnriemen **R-19-BL-VI-210 / 275 / 300** und Schnalle **B-19-GO-BL** inkl. Fußbrettbefestigungs-Set.
Mit Zahnriemenabdeckung nach der Schnalle.

Im Lieferumfang enthalten

Fußbrettbefestigungs-Set, **WS-Set**:

- Blech-Biegeteile in Farbe schwarz mit M5 x 20 mm Schloßschrauben und Gurtschlaufen zur Montage fertig.



Anwendung

Einfache Handhabung durch Zahnriemen und Ratschenschnalle. Geringe Bauhöhe des Befestigungssets.

Besondere Merkmale

Der Zahnriemen wird zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt, um Verletzungen zu vermeiden.

Lieferung nur paarweise.

Artikelnummern

PL-KG-GO-S Umfang 17-23 cm

PL-KG-GO-M Umfang 20-26 cm

PL-KG-GO-L Umfang 24-30 cm

PL-KG-GO-XL Umfang 26-34 cm



Technische Daten

	S	M	L	XL	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5954274696739-V
Umfang (cm)	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26-34		
Zahnband	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300		