

PELVI.LOC® PL-WR

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



Modell


Neopren-Weste Classic mit Reißverschluss

Unsere Neopren-Westen sind individuell anpassbar. Für eine sichere Positionierung des Oberkörpers im Rollstuhl.

Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl.

Piktogramm PL-WR



Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
PL-WR-S	31	22	12	16	4	12
PL-WR-M	38	29	16	19	5	13
PL-WR-L	47	37	19	22	6	14
PL-WR-XL	55	45	24	26	6,5	17

Besondere Merkmale

Material: Neopren 7 mm kaschiert, sorgt für eine hohe Rückstellkraft im Schulterbereich. Einfaches Anlegen der Weste durch den Reißverschluss.