

**A2J** GmbH

Technik die verbindet

**Der perfekte Halt –  
Zwei in Eins**

**Stabilität und Komfort  
in 3D - Technik**

**TORSO.LOC**

### Torso.Loc Oberkörper- und Becken- Retraktions-Gurt



Gurtband 25 mm x  
800 mm x 1,3 mm

Torso-Loc Weste aus  
8 mm Neopren, speziell  
kaschiert


weicher Lochriemen,  
verstellbar

TL-3DSR Pelotte mit  
flexiblem Adaptions-  
Flügel

Ratschenschnallen  
B-19/24-ERGO  
Farben: BL/RED/TR

Zahnriemen  
R-19-BL-ERGO-400  
R-24-BL-ERGO-400

### Torso.Loc



#### Zwei in Eins:

Das Torso.Loc-System zeichnet sich aus durch einfaches und schnell anwendbares Handling: die Verbindung der Oberkörper-Weste aus Neopren mit dem Becken-Retraktions-Gurt TL-3DSR reduziert mehrere Arbeitsschritte auf einen Schritt zur optimalen Positionierung.

#### Artikel Nr.

TL-3DSR-XS / TR-S, siehe oben Anwendungsbeispiel

#### Anwendung

Zur Oberkörper- und Beckenpositionierung im Rollstuhl, der Sitzschale oder Reha-Buggy. Bei der Anwendung des TorsoLoc Systems, bei liegender PEG Magensonde, muss auf eine mögliche Druckbelastung der Punktions-

stelle und der PEG Sonde geachtet werden.

#### Ausführung

Der Torso.Loc bietet eine exklusive Kombination aus Oberkörper-Positionierung und Becken-Retraktions-Gurt. Die Neopren-Weste hat eine hohe Rückstellkraft und ist individuell anpassbar im Schulterbereich und Sternum für eine sichere Positionierung des Oberkörpers. Weste und Gurt sind über einen weichen und zugfesten Lochriemen im Oberbauch-Bereich verbunden. Der 3D-Becken-Retraktions-Gurt bietet optimale Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit dem Torso.Loc wird eine optimale Positionierung des Oberkörpers und des Beckens im Rollstuhl gewährleistet.


# A2J

GmbH

## Technik die verbindet

### Maße Neopren - Weste

Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	17	12	16	4	12
TL-W-M	38	20	16	19	5	13
TL-W-L	47	23	19	22	6	14
TL-W-XL	55	26	24	26	6,5	17



### Becken-Retraktions-Gurt

Artikel Nr.	
TL-3DSR-XS	für SB 16-24 cm
TL-3DSR-S	für SB 20-32 cm
TL-3DSR-M	für SB 30-40 cm
TL-3DSR-L	für SB 36-46 cm

Ratschenschellen B-19/24-ERGO  
Farben: BL/RED/TR

PELV.LOC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen in den Modellausführungen sind möglich.