

# A2J CRAZY HORSE

FEEL THE SPEED



**EPOWER**



### Die volle Kraft mit **EPOWER** Der Tetra-Lenker auf Sie angepasst!

- Tetra-Lenker mit Gas- und Bremsfunktion in einem Bewegungsablauf
- Handbügel beidseits individuell einstellbar
- kraftvoller Brushless-Motor von 400 bis 1400 Watt
- Anfahrtsgeschwindigkeit programmierbar
- Fahrfunktion vorwärts und rückwärts
- Geschwindigkeit 6-40 km/h programmierbar
- 36 V/13,4 Ah/482 Wh Lithium-Ionen-Akku
- 48 Volt/10 Ah/LiFePO<sub>4</sub>
- 20-Zoll-Vorderrad-Mantel 20 x 3,45 Zoll, Felge 80 mm breit
- Elektromotorische Bremse (Rekuperation) einstellbar
- Voltmeter





# A2J CRAZY HORSE

## Elektrische Zughilfe für den Rollstuhl

Das Crazy HorsE-Power wird an Aktiv-Rollstühlen mit festem Vorderbau montiert. Mit zwei Stahlklemmen wird die Zughilfe am Vorderrahmen des Rollstuhls befestigt. Durch den einfachen Klappmechanismus am Crazy HorsE-Power werden die kleinen Räder des Rollstuhls vom Boden angehoben, dadurch entsteht ein handliches Rollstuhl-Gespann mit 3 Rädern. Ein einfacher Ständer am Crazy HorsE-Power hilft beim An- und Abkoppeln. Eine 200 mm große Bremsscheibe sorgt für effektive Bremsverzögerung und ein zweiter Bremsattel für noch mehr Sicherheit. Getriebemotoren/Brushless-Motoren in verschiedenen Leistungsklassen ermöglichen starken Vortrieb und viel Fahrspaß. Bergab kommt der Freilauf im Motor voll zur Geltung. Die von uns eingesetzten Hochkapazitäts-Akkus mit 24/36/48 Volt sorgen für zuverlässigen und langen Fahrspaß. Durch eine große Auswahl an Reifen und Profilen ist das Crazy HorsE-Power auf nahezu jedem Untergrund einsetzbar. Gas geben mittels Dreh-Daumengas mit der linken oder rechten Hand am winkelverstellbaren Lenker: kein Problem. LCD-Display mit Anzeige von Uhrzeit, Geschwindigkeit u. v. a. m. ist Standard. LED-Licht und Hupe mit Akku-Anschluss bieten mehr passive und aktive Sicherheit.



### Technische Daten

1. Getriebemotor/Brushless-Motor mit Rückwärtsgang
2. Bremsscheibe 200 mm
3. Adapter mit 2 Bremsätteln
4. Hohlkammerfelge mit 80 mm Breite
5. Schutzblech 80 mm verchromt
6. LED-Leuchte mit Akku-Anschluss
7. Akku mit 24/36/48 Volt
8. mechanische Handbremse mit Rekuperation
9. mechanische Hand-Feststellbremse
10. Daumen-Drehgas elektrisch
11. LCD-Display mit Beleuchtung
12. Klemmen für winkeleinstellbaren Lenker
13. Ständer zur schnellen Montage
14. Klemmen zur Rollstuhlbefestigung mit PE-Schutzbacken zum Schutz des Rollstuhlrahmens
15. Klappmechanismus
16. Durch die einzigartige Lenkkopfkonstruktion werden ein äußerst stabiles Fahrverhalten und höchste Lenkstabiltät in Kurven und beim Geradeauslauf erzielt, zusätzlich verstärken zwei O-Ringe diesen Effekt!





### AKTIV-POWER

Standard Crazy Horse  
Reifen Innova 20 x 2,00 Zoll  
ohne Motor  
Farbe Schwarz  
Gewicht ca. 7 kg



### AKTIV-POWER

Reifen Hot Frog III 20 x 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll  
ideal für Sandstrand  
ohne Motor  
Lenker winkelverstellbar  
Schutzblech 80 mm verchromt  
Gewicht ca. 8 kg



### E-POWER 400

Reifen SPO 20 x 3,00 Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz-Weiß  
Getriebemotor ohne Rückwärtsgang  
36-Volt-500-Watt-Motor  
Gewicht ca. 15 kg



### E-POWER 600

Reifen SPO 20 x 3,45 Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz  
Getriebemotor ohne Rückwärtsgang  
36-Volt-900-Watt-Motor  
Gewicht ca. 16 kg



### E-POWER 400R

Reifen SPO 20 x 3,00 Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz-Weiß  
Brushless-Motor mit Rückwärtsgang  
36/48-Volt 600/1000-Watt-Motor  
Gewicht ca. 16 kg



### E-POWER 400R-Tetra Lenker

Reifen SPO 20 x 3,00 Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz-Weiß  
Brushless-Motor mit Rückwärtsgang  
36/48-Volt 600/1000-Watt-Motor  
Gewicht ca. 17 kg



### E-POWER 500R

Reifen Hot Frog III 20 x 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz  
Brushless-Motor mit Rückwärtsgang  
48-Volt-1200-Watt-Motor  
Gewicht ca. 24 kg



### E-POWER 600R

Reifen Hot Frog III Reifen 20 x 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe Schwarz  
Brushless-Motor mit Rückwärtsgang  
48-Volt-1400-Watt-Motor  
Gewicht ca. 32 kg



# A2J CRAZY HORSE



## Fatbike-Reifen



**Artikel-Nr.**  
7720119/7720120  
710304/Felgenband



**Artikel-Nr.**  
7720114/7720113  
710304/Felgenband



**Artikel-Nr.**  
7720114/7720113  
710305/Felgenband



**Artikel-Nr.**  
7720115/7720116  
710303/Felgenband



**Artikel-Nr.**  
7720121/7720122  
710303/Felgenband